



Molho tipo Shoyu

Melhoria de sabor

Qual o impacto do(s) ingrediente(s) da Biospringer utilizado(s) nesta formulação?

Pronal® 5180 / 24 - PW - D

Dosagem: 0.40 % (produto pronto p/ consumo)

- Promove maior preenchimento e uma percepção prolongada de sabor.
- Arredonda o sabor.

Ingredientes:	Controle	Teste
Água	73.38%	73.38%
Vinagre branco	13.00%	13.00%
Açúcar	5.00%	5.00%
Sal	5.00%	4.90%
Glutamato monossódico	1.50%	1.50%
Corante caramelo em pó	1.50%	1.50%
Maltodextrina	0.60%	0.30%
Alho em pó	0.02%	0.02%
Pronal® 5180 / 24 - PW - D	-	0.40 %
Total:	100.00%	100.00%

Instruções de preparo:

Pesar os ingredientes em pó na ordem da formulação.
 Misturar bem a cada ingrediente adicionado.
 Pesar o vinagre e a água e adicionar aos ingredientes em pó, misturando bem.

Todas as informações fornecidas neste documento são resultados de testes realizados em nossos laboratórios de aplicação. Elas são fornecidas para auxiliar nossos clientes a avaliar nossos produtos em suas próprias aplicações. Não garantimos que esta informação se aplique a condições específicas de produção. A Biospringer não pode ser responsabilizada por qualquer dano decorrente da confiança nesta informação.

800-SD-MOLHO-TIPO-SHOYU-5180-SA-PO-201804